



EVAC-U-SPLINT® Pediatrik Madrass

RIKTLINJER FÖR ANSÖKAN

Modellerna PD 3000, PD 1500 och PD1000

Riktlinjer för tillämpning specifika för pediatrik madrass

EVAC-U-SPLINT® Pediatric Madrass fungerar på samma sätt som EVAC-U-SPLINT Madrass i full storlek, men det finns några modifieringar som du bör känna till när du använder barnvakuummadrassen.

VIKTIGT: Läs först och förstå applikationsriktlinjerna för EVAC-U-SPLINT vakuummadrass för vuxna, läs sedan följande riktlinjer som är specifika för den pediatrika versionen för att försäkra dig om de unika egenskaperna och fördelarna med EVAC-U-SPLINT Pediatrik madrass.

Remdesign – Remmen på barnmadrassen kommer rakt över patienten och sicksackar inte ner patienten. Denna konfiguration gör att remmarna kan komma närmare varandra när de är fästa, så att mycket små barn kan immobiliseras effektivt i vakuummadrassen. Det gör det också möjligt att lossa en enskild rem samtidigt som de andra remmarna sitter fast. Detta kan vara till nytta för läkare som behöver undersöka ett visst område av barnet medan de fortfarande håller barnet säkert immobiliserat.

Ventil - Det finns en ventil vid fotänden på barnmadrassen. EVAC-U-SPLINT pediatrik madrass kan evakueras med en manuell vakuumpump, en bärbar batteridrivnen sugenhet eller med ett sjukhus väggmonterade sugenhet.

Handtag - Det finns fyra handtag som är lämpligt placerade för att enkelt lyfta ett immobiliserat barn. Den pediatrika madrassen kan lyftas från sidorna eller från ändarna. Det rekommenderas att lyfta från sidorna när det är möjligt, eftersom detta fördelar patientens vikt jämnt mellan de två räddare som lyfter patienten.

Positionering av patienten – Det skadade barnet ska loggas eller lyftas upp på vakuummadrassen i enlighet med de procedurer som fastställts av din EMS-organisations medicinska chef. På grund av den anatomiska skillnaden mellan vuxna och barn, behöver barnets torso vanligtvis höjas så att livmoderhalsen förblir i neutral inriktning. Detta kan enkelt göras med vakuummadrassen genom att följa dessa steg: 1) Fördela pärlorna jämnt över madrassens längd. 2) Placera barnet på madrassen och kontrollera om patienten är i neutral position. 3) Om patientens huvud är böjt, gör helt enkelt en lätt depression under occipitalen region av barnets huvud. Mängden depression kan lätt ändras beroende på barnets huvud i förhållande till deras kropp. Detta hjälper till att placera barnet i neutral inriktning och

kräver inte att barnet ska placeras om när det har placerats på ytan av barnmadrassen.

När barnet är ordentligt placerat kan remmarna fästas och madrassen evakueras. Försiktighet bör iaktas för att minimera patientens rörelser under applicering och fastsättning av vakuummadrassen. Användning av en stel livmoderhalsband bör vara ett beslut som fattas av din lokala medicinska chef. Tejp av medicinsk kvalitet, antingen 1 "eller 2" i bredden, kan användas för att säkra patientens panna i vakuummadrassen. Dessutom har vissa barnsjukhus funnit att applicering av en 1 "bred tejpbit precis under patientens näsa är en utmärkt metod för att stabilisera barnets huvud. **Rådfråga din läkare om frågor uppstår om de rekommenderade immobiliseringsprocedurerna för ditt område.**

Rengöring – EVAC-U-SPLINT pediatrik madrass kan rengöras enligt anvisningarna i EVAC-U-SPLINT riktlinjer för applikation för patienten i vuxenstorlek.

Lagring – Kontrollera alltid produkten för skador innan den lagras. Detta hjälper till att säkerställa att EVAC-U-SPLINT vakuummadrass för barn alltid är redo att användas under nödsituationer. Madrassen ska förvaras i ett område som ligger över fryspunkten (32 ° F / 0 ° C). Madrassen kan användas i miljöer under fryspunkt, ner till -30 ° F (-34 ° C), **men den ska inte förvaras i ett område där temperaturen är under fryspunkten.** Om det råder något tvivel ska du föra produkten till en temperatur som ligger över fryspunkten innan du använder den på fältet.

Följ alltid dina lokala medicinska protokoll som godkänts av din medicinska chef. Om du blir medveten om allvarliga händelser relaterade till användningen av enheten bör du rapportera händelsen till Hartwell Medical och till din lokala myndighet för medicinsk utrustning. Om du har några specifika frågor om design, applikation eller underhåll av denna produkt, besök vår webbplats eller ring oss på (760) 438-5500.



EVAC-U-SPLINT® Pediatrisk Madrass

RIKTLINJER FÖR ANSÖKAN

DOKUMENTATION AV UTBILDNING

Alla som kommer att använda eller använda EVAC-U-SPLINT® Pediatric Madrass bör krävas att delta aktivt i grundutbildningen och alla efterföljande repetitionsträningar. Detta kommer att säkerställa en tydlig förståelse för EVAC-U-SPLINT pediatrisk madrass. Du bör använda den utbildningsprocess som har godkänts av din organisation och är i enlighet med din medicinska chefs riktlinjer. Viktiga saker att dokumentera bör vara träningsdatum, deltagarnas namn, instruktörens namn och titel och träningsplatsen.

UNDERHÅLLSLOGG

Rutininspektion och underhåll krävs för att EVAC-U-SPLINT® Pediatric Madrass ska vara redo för omedelbar användning. Om EVAC-U-SPLINT pediatrisk madrass vid något tillfälle misstänks inte fungera korrekt, bör den tas ur drift tills den kan inspekteras och repareras eller bytas ut ordentligt.

HARTWELL MEDICAL



Hartwell Medical

6354 Corte del Abeto, Suite F

Carlsbad, CA 92011 USA

PH: (760) 438-5500 FX: (760) 438-2783

www.HartwellMedical.com



MedEnvoy Global

B.V Prinses

Margrietplantsoen

33 Suite 123

2595 AM The

Hagu

The Netherlands



AGEV 4/24