

# CombiCarrierII® Huvudstartspärr

## RIKTLINJER FÖR ANSÖKAN

[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)

*Creating Quality Products for Life*

### INTRODUKTION

CombiCarrierII®-startspärrens unika design gör att basplattan kan fästas på CombiCarrierII och lämnas kvar på enheten i ambulansförvaringsfacket. Huvudet Startspärr är röntgenkompatibel, lätt att rengöra, kompakt och enkel att använda! Dessa instruktioner är tillämpliga på både CC 3400H och CC 3400H-BK.

### INKLUDERAT I PAKETET

CombiCarrierII Head Immobilizer består av följande

- 1 Varje bottenplatta
- 2 Vardera stödblock
- 1 Varje huvudrem

### ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

Bilderna till höger visar hur huvudstartspärren enkelt kan fästas på CombiCarrierII och används för att säkra en patient.

**VIKTIGT: Följ alltid dina lokala medicinska protokoll som fastställts av din medicinska chef.**

1. Fäst startspärren på startspärren på CombiCarrierII: s huvud genom att trä den långa remmen genom de "D"-formade hålen på CombiCarrierII som visas på foto 1. remmen gängas upp genom hålet, över den övre ytan av CombiCarrierII, tillbaka ner genom hålet på andra sidan och fäst sedan på slingmaterialet på toppen av bottenplattan.
2. Fram på CombiCarrierII med bottenplatta fäst.
3. När patientens kropp har ordentligt fästs, placera huvudstödsblocken på båda sidor om patientens huvud, precis ovanför öronen, och se till att blocken sitter ordentligt mot patientens huvud. Bottenplattans remände hindrar inte kvarhållningen av huvudstödsblocket när huvudremmen är på plats.
4. Fäst patientens huvud med huvudremmen och passera båda ändarna genom D-ringarna på vardera sidan av bottenplattan och fäster remmen med krok- och ögelmaterialet i båda ändarna av remmen.

1.



2.



3.



4.



# CombiCarrierII® Huvudstartspärr

RIKTLINJER FÖR ANSÖKAN

[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)

Creating Quality Products for Life

## BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

### MODELL#

CC 3400H

CC 3400H-BK

### BESKRIVNING

CombiCarrierII®-startspärr

CombiCarrierII Head Immobilizer – Svart

### ERSÄTTNINGSDELAR

CC 3400-9-100

CC 3400-9-200

CC 3400-9-300

CC 3400-9-100-BK

CC 3400-9-200-BK

CC 3400-9-300-BK

### BESKRIVNING

CombiCarrierII Huvudspärrbasplatta (vardera)

CombiCarrierII Head Immobilizer Head Support Block (pair)

CombiCarrierII Head Immobilizer Head Rem (each)

CombiCarrierII Head Immobilizer Base Plate - Black (each)

CombiCarrierII Head Immobilizer Head Support Block - Black (pair)

CombiCarrierII Head Immobilizer Head Rem - Black (each)

## KUNDSERVICE

Hartwell Medical är känt för sitt enastående kundservice- och garantiprogram. Vi levererar högkvalitativa, innovativa akuta medicinska produkter och står bakom var och en. Om du har några frågor om användning eller skötsel av CombiCarrierII® Head Immobilizer, hjälper vår kundtjänst personal dig gärna.

Om du blir medveten om någon allvarlig händelse relaterad till användningen av enheten, bör du rapportera händelsen till Hartwell Medical och till din lokala tillsynsmyndighet för medicinsk utrustning.

Behåll detta ark som referens om du i framtiden behöver beställa fler produkter eller reservdelar. Denna information hjälper vår kundserviceavdelning att få rätt delar till dig.

### **Kundtjänst:**

Måndag - fredag 08:00 - 16:30, PST  
[customerservice@hartwellmedical.com](mailto:customerservice@hartwellmedical.com)

## OM OSS

Hartwell Medical är stolt över att ha arbetat i mer än 30 år som en högt respekterad tillverkare av innovativa akuta medicinska produkter. Under de senaste två decennierna har vi sett betydande teknologier framsteg inom akutvårdsbranschen och är stolta över att ha spelat en nyckelroll i forskningen och utvecklingen av förbättrad utrustning och teknik för patientvård.

Alla våra produkter genomgår klinisk utvärdering och verkliga fältprov för att säkerställa att de uppfyller våra höga krav och dina ständigt föränderliga behov. Om du har några frågor om användning eller vård av våra produkter hjälper vi dig gärna. Hartwell Medical arbetar kontinuerligt med att förse dig med kvalitetsprodukter för livet.

Ytterligare information om Hartwell Medical och de produkter vi erbjuder finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

# HARTWELL MEDICAL



**Hartwell Medical**

6354 Corte del Abeto, Suite F□  
Carlsbad, CA 92011 USA

PH: (760) 438-5500 FX: (760) 438-2783□

[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)

EC REP

MedEnvoy Global B.V  
Prinses Margrietplantsoen 33  
Suite 123

2595 AM The Hagu

The Netherlands

AGCCHI 4/24

