

# FASPLINT FULLBODY®

## RIKTLINJER FÖR ANSÖKAN



### Modellnummer:

FSF 1000

FSF 1500

FSF 3000

FSF 3000C

## INFÖRANDET

Syftet med FASPLINT FULLBODY® är att ge både helkroppsstabilisering och komfort för patienter under transport. En mängd olika patienthanteringsenheter, som CombiCarrierII®, kan användas med FASPLINT FULLBODY. Till skillnad från en konventionell bakgavel använder FASPLINT FULLBODY vakuump teknik för att anpassa sig till den exakta formen och konturerna av patientens kropp, vilket ger förbättrad lateral och axiell rörelsebegränsning och eliminerar obehaget hos tryckpunkter i samband med traditionell ryggrads immobilisering. FASPLINT FULLBODY ger stabilisering av patientens huvud, nacke och torso som en enhet, plus det möjliggör ytterligare stöd av patientens ben i en böjd position som är bekvämare för många patienter under transport.

Praktisk "praktisk" utbildning krävs före användning av denna medicintekniska produkt. Om du blir medveten om någon allvarlig incident relaterad till användningen av enheten, bör du rapportera händelsen till Hartwell Medical och till din medicinska produkt tillsynsmyndigheten. Om det finns några frågor, eller om ytterligare teknisk support krävs, kontakta din lokala Hartwell Medical Dealer eller Hartwell Medical Customer Service mellan kl. 08.00 och 16.30 Stillahavstid, måndag till fredag, kl. 760-438-5500.

Dessa ansökningsriktlinjer är skrivna under förutsättning att användaren av denna medicintekniska produkt har fått godkänd utbildning och certifiering av akutsjukvård och arbetar under läkares medicinska kontroll och protokoll.

Endast Rx



# FASPLINT FULLBODY®

## RIKTLINJER FÖR ANSÖKAN

### FÖRBEREDELSE

1. Lägg FASPLINT FULLBODY® spjäla ut på en plan yta nära patienten. Logotypen "huvud och axel" anger skenens huvudslut.
2. Ta bort det röda vinylkopplade locket från en eller båda av MaxiValves™. Lossa eventuellt vakuum i skenan genom att trycka in den röda ventilstammen. Håll ventilstammen intryckt tills skenan är följsam.
3. Släta ut pärlorna manuellt för att bilda en jämn yta.
4. Anslut pumpen till skenan genom att fästa pumpslangens kontakt på en av ventilerna på skenan. Pumpen kan fästas i fot änden eller i huvud änden. En bärbar sugenhet kan också användas för att evakuera skenan.
5. Evakuera tillräckligt med luft för att göra skenan halvstyv.

Målet är att kunna flytta FASPLINT FULLBODY-skenan som en enhet under positionering och få pärlorna stabiliserade nog att placera patienten på skenan utan att skjuta pärlorna åt sidan. Med rätt mängd evakuering bör splintytan vara slät, men inte dimpled.

### POSITIONING OCH APPLICATION

Det finns flera metoder för att stabilisera en patient i FASPLINT FULLBODY och förbereda patienten för transport. Det föredragna alternativet är att använda en CombiCarrierII® eller en skopa bår som ett överföringsmedel, vilket minimerar patientens rörelse. Andra metoder skulle omfatta en flerpersonylyft eller en loggrulle. En mängd olika patienthanteringsanordningar kan användas med FASPLINT FULLBODY. **Följ alltid dina lokala medicinska protokoll som godkänts av din medicinska chef.**

#### Metod #1: CombiCarrierII eller Scoop Stretcher

1. Placera en halvstyv FASPLINT FULLBODY splint nära patienten.
2. Applicera CombiCarrierII eller skopan på patienten och använd den för att lyfta och överföra patienten på skenan.
3. Placera patienten så att huvudet är i "huvud" cirkeln och mycket nära splintens övre kant.
4. Ta bort båren av skopatyp från patienten och fortsätt med appliceringen av skenan (steg 5-10).

#### Metod #2: Loggrulle


1. Placera en halvstyv FASPLINT FULLBODY-spjäla på en bakgavel eller annan patienthanteringsanordning.
2. Håll skenan på plats på ryggbådan eller annan patienthanteringsanordning, logga rulla patienten på skenan med hjälp av vanliga patientvårdstekniker.
3. Placera patienten så att huvudet är i "huvud" cirkeln och mycket nära splintens övre kant.
4. Fortsätt med appliceringen av skenan (steg 5-10).

#### För båda metoderna:

5. Om skenan var halvstyv, öppna MaxiValve i fot änden, så att luft kan komma in i skenan. Håll ventilen öppen tills skenan mjuknar och börjar överensstämja med patientens form. Se till att det finns tillräckligt med pärlor för att upprätthålla en neutral inriktning av patienten. Vid behov, pad lämpligt för att säkerställa neutral inriktning. Följ alltid dina lokala medicinska protokoll som godkänts av din medicinska chef.
6. Forma skenan runt sidorna av patientens huvud och se till att fylla hålrummen med axlarna och patientens nacke. Forma inte skenan runt toppen av huvudet. Fortsätt att hålla dessa "huvudblock" som du har bildat tills skenan evakueras. En andra person bör hålla sidorna av skenan upp till patientens höfter tills skenan evakueras för att säkerställa att skenan överensstämmer med detta område också. Vissa patienter kan vara bekvämare med knäna något böjda. Bilda FASPLINT FULLBODY för att möta patientens behov, använd ytterligare räddare om det behövs.



7. Evakuera luften från skenan med hjälp av ventilen som är placerad i fot änden. Huvudventilen kan användas, eller båda ventilerna kan användas samtidigt, men det är att föredra att använda fotslutsventilen eftersom det gör det lättare att arbeta runt patientens huvud. Under normala förhållanden kan den manuella vakuumpumpen kräva upp till 25 slag för att uppnå styv immobilisering. På högre höjder (4000 ft. +) kan det vara nödvändigt att använda 30-35 slag för att helt evakuera spjälan.



8. För att förhindra oavsiktlig ventilöppning, när en patient flyttas i skenan eller när skenan sätts undan, se till att **ALLTID** placera **RÖDT LASAD CAP** över änden av MaxiValve™.
9. Avsluta säkra patientens huvud med tejp av medicinsk kvalitet enligt dina lokala medicinska protokoll.
10. Säkra patienten i skenan till din patienthanteringsenhet med hjälp av remkonfigurationen som passar bäst för patientens skador och dina lokala medicinska protokoll. Var alltid försiktig när du drar åt fasthållningsremmarna för patienten för att undvika kompromiss med andningsvägarna eller tryck på skadade områden. Kontrollera patientens neurovaskulära status och kontrollera alla patientens begränsningar innan du lyfter eller flyttar patienten. **Följ alltid din lokala medicinska chefs protokoll när du använder FASPLINT FULLBODY® och när du säkrar eventuella patientbegränsningar.**

## IMPORTANT-ANTECKNINGAR

**Försiktighet!** Lyft FASPLINT FULLBODY med en patienthanteringsenhet enligt dina protokoll och med tillräcklig välutbildad personal som kan stödja patientens vikt stabiliserad i FASPLINT FULLBODY-spjälan. **Följ dina lokala medicinska protokoll om säker överföring och transport av patienter stabiliserade i FASPLINT FULLBODY.** Kontrollera alltid splintens styvhet och kontrollera att patienten är ordentligt säkrad enligt din lokala medicinska chef innan patienten förs på eller av en ambulanssäng eller annan patienthanteringsanordning. The splint is X-ray lucent. The MaxiValve is plastic with an internal stainless-steel spring.

Skenan är röntgenlukt. MaxiValve är plast med en invändig rostfri fjäder. rengöring, **rengöring** maintenance och repair

## RENGÖRING MAINTENANCE OCH REPAIR

FASPLINT FULLBODY-skenan rengörs enkelt med tvål och vatten, ett mildt rengöringsmedel eller ett kommersiellt rengöringsmedel/desinfektionsmedel. Placera ALLTID det röda kopplade locket på änden av MaxiValve innan du rengör skenan. Natriumhypokloritlösningar (blekmedel) kan användas, men undvik långvarig exponering av skenan för höga koncentrationer av blekmedel eftersom missfärgning är möjlig. En 1% blekmedelslösning rekommenderas av Centers of the Disease Control (CDC). Skölj ALLTID skenan noggrant efter rengöring. Låt skenan lufttorka eller torka handduken innan den placeras i förvarings-/bärväska. Kontrollera att skenan inte läcker efter varje användning. Små läckor eller punkteringar som är mindre än 3mm i storlek får repareras med hjälp av reparationsssatsen som medföljer skenan och genom att följa dessa procedurer.

1. Applicera en droppe vinyllim på punkteringsstället.
2. Dammsug en liten mängd luft ur skenan för att dra in en del av limet i punkteringsstället.
3. Släpp dammsugaren, så att luft kan komma in i skenan.
4. Låt vinyllimet torka i 24 timmar vid rumstemperatur och testa sedan skenan innan den används igen.

Tillfälliga fältreparationer kan utföras med hjälp av en liten bit icke-porös tejp eller silvertejp över punkteringsstället. För hål större än 3mm vänligen se reparationsanvisningarna för vår EVAC-U-SPLINT® produktlinje på vår hemsida eller om du har några frågor om reparationsförfaranden, vänligen kontakta kundtjänst direkt på 760-438-5500.

## HARTWELL MEDICAL GARANTI

FASPLINT FULLBODY-skenan har ett års begränsad garanti mot defekter i material och utförande. MaxiValve är garanterad för splintens liv. Registrera din produkt genom att fylla i garantiregistreringsformuläret online [www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com) eller genom att ringa kundtjänst. Om du behöver service enligt villkoren i denna garanti, kontakta din lokala Hartwell Medical Dealer eller Hartwell Medical Kundtjänst under normal arbetstid. Hartwell Medical tar inget annat ansvar för användning än de användningsområden som anges häri.



# FASPLINT FULLBODY®

## RIKTLINJER FÖR ANSÖKAN

### DOCUMENTATION OF TRAINING

Everyone who will be using or operating the FASPLINT FULLBODY® splint should be required to actively participate in the initial training and all subsequent refresher training sessions. This will ensure a clear understanding of the function and capabilities of the FASPLINT FULLBODY splint. You should utilize the training process that has been approved by your organization and is in accordance with your medical director's guidelines. Important items to document should be the training date, names of attendees, the instructor's name and title, and the training location.

### MAINTENANCE LOG

Routine inspection and maintenance is required to keep the FASPLINT FULLBODY® splint ready for immediate use. If, at any time, the FASPLINT FULLBODY splint is suspected of not functioning properly it should be taken out of service until such time that it can be thoroughly inspected and properly repaired or replaced. As part of your preventative maintenance program, you should maintain a written log of any maintenance performed on the FASPLINT FULLBODY splint.

## HARTWELL MEDICAL



### Hartwell Medical

6354 Corte del Abeto, Suite F  
Carlsbad, CA 92011 USA

PH: (760) 438-5500 FX: (760) 438-2783

[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)



MedEnvoy Global  
B.V Prinses  
Margrietplantsoen  
33 Suite 123  
2595 AM The  
Hagu  
The Netherlands

