

CombiCarrierII® Hoofdimmobilisator

TOEPASSINGSRICHTLIJNEN

www.HartwellMedical.com

Het creëren van kwaliteitsproducten voor het leven

INLEIDING

Het unieke ontwerp van de CombiCarrierII® Head Hoofdimmobilisator maakt het mogelijk om de Basisplaat aan de CombiCarrierII te bevestigen en aan het apparaat te laten in het opslagcompartiment van de ambulance. De Hoofdimmobilisator is bestand tegen röntgenstraling, gemakkelijk te reinigen, compact en eenvoudig in gebruik! Deze instructies zijn van toepassing op zowel de CC 3400H als de CC 3400H-BK.

INBEGREPEN IN HET PAKKET

De CombiCarrierII Hoofdimmobilisator bestaat uit het volgende:

1 van elk	Basisplaat
2 van elk	Ondersteuningsblokken
1 van elk	Hoofdriem

TOEPASSINGSINSTRUCTIES

De foto's aan de rechterkant laten zien hoe de Hoofdimmobilisator eenvoudig aan de CombiCarrierII wordt bevestigd en wordt gebruikt om een patiënt vast te zetten.

BELANGRIJK: Volg altijd uw lokale medische protocollen die zijn vastgesteld door uw medisch directeur.

1. Bevestig de basisplaat van de Immobilisator aan het hoofd van de CombiCarrierII door de lange riem door de 'D'-vormige gaten van de CombiCarrierII te rijgen zoals getoond in foto 1. De riem wordt omhoog door het gat geregen, over het bovenste oppervlak van de CombiCarrierII, weer omlaag door het gat aan de andere kant en vervolgens vastgemaakt aan het lusmateriaal op de bovenkant van de basisplaat.
2. Voorkant van de CombiCarrierII met basisplaat bevestigd.
3. Zodra het lichaam van de patiënt goed is vastgezet, plaatst u de ondersteuningsblokken aan beide zijden van het hoofd van de patiënt, net boven de oren, en zorgt u ervoor dat de blokken goed aansluiten tegen het hoofd van de patiënt. Het uiteinde van de riem van de basisplaat zal de bevestiging van het ondersteuningsblok voor het hoofd niet hinderen zodra de hoofdriem op zijn plek zit.
4. Stabiliseer het hoofd van de patiënt met de hoofdriem door elk uiteinde door de D-ringen aan beide zijden van de basisplaat te halen en de riem vast te zetten met het klittenband aan beide uiteinden van de riem.

1.



2.



3.



4.



CombiCarrierII® Hoofdimmobilisator

TOEPASSINGSRICHTLIJNEN

www.HartwellMedical.com

Wij creëren kwaliteitsproducten voor het leven

BESTELINFORMATIE

MODEL

CC 3400H

CC 3400H-BK

BESCHRIJVING

CombiCarrierII® Hoofdimmobilisator

CombiCarrierII Hoofdimmobilisator - Zwart

VERVANGENDE ONDERDELEN

CC 3400-9-100

CC 3400-9-200

CC 3400-9-300

CC 3400-9-100-BK

CC 3400-9-200-BK

CC 3400-9-300-BK

BESCHRIJVING

CombiCarrierII Hoofdimmobilisator Basisplaat (per stuk)

CombiCarrierII Hoofdimmobilisator Ondersteuningsblok (paar)

CombiCarrierII Hoofdimmobilisator Hoofdriem (per stuk)

CombiCarrierII Hoofdimmobilisator Basisplaat - Zwart (per stuk)

CombiCarrierII Head Immobilizer Head Support Block - Black (pair)

CombiCarrierII Hoofdimmobilisator Hoofdriem - Zwart (per stuk)

KLANTENSERVICE

Hartwell Medical staat bekend om zijn uitstekende klantenservice en garantieprogramma. Wij leveren hoogwaardige, innovatieve medische noodproducten en staan achter elk product. Mocht u vragen hebben over het gebruik of onderhoud van de CombiCarrierII® Hoofdimmobilisator, dan helpt ons klantenservicepersoneel u graag verder.

Als u op de hoogte bent van een ernstig incident met betrekking tot het gebruik van het apparaat, moet u het incident melden aan Hartwell Medical en aan uw lokale autoriteit die toezicht houdt op medische hulpmiddelen.

Bewaar dit blad ter referentie voor het geval u in de toekomst meer producten of vervangende onderdelen moet bestellen. Deze informatie zal onze klantenserviceafdeling helpen om de juiste onderdelen voor u te verkrijgen.

Openingstijden klantenservice:

Maandag - vrijdag

7:30 uur - 16:30 uur, PST

customerservice@hartwellmedical.com

OVER ONS

Hartwell Medical is er trots op al meer dan 35 jaar actief te zijn als een zeer gerespecteerde fabrikant van innovatieve medische noodproducten. In de afgelopen twee decennia hebben we aanzienlijke technologische ontwikkelingen gezien in de noodhulpsector en we zijn er trots op een sleutelrol te hebben gespeeld in het onderzoek naar en de ontwikkeling van verbeterde apparatuur en technieken voor de patiëntenzorg.

Al onze producten worden onderworpen aan klinische evaluatie en praktijktests om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan onze hoge normen en uw steeds veranderende behoeften. Mocht u vragen hebben over het gebruik of onderhoud van onze producten, dan helpen wij u graag. Hartwell Medical werkt voortdurend aan het leveren van kwaliteitsproducten voor het leven.

Aanvullende informatie over Hartwell Medical en de producten die wij aanbieden is altijd beschikbaar op onze website.



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug,
Switzerland



MedEnvoy Global B.V
Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

HARTWELL MEDICAL



Tri-Tech Forensics, Inc. onder de naam Hartwell Medical
3811 International Blvd NE, Suite 100
Leland, NC 28451 Verenigde Staten
Tel.: (760) 438-5500
www.HartwellMedical.com

MAN-AGHI-001NL