

# Immobilizzatore per la testa CombiCarrierII®

## LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE

www.HartwellMedical.com

Creating Quality Products for Life

### INTRODUZIONE

Il design unico dell'immobilizzatore per la testa CombiCarrierII® consente di fissare la piastra di base al CombiCarrierII e di lasciarla sul dispositivo nel vano portaoggetti dell'ambulanza. L'Head Immobilizer è compatibile con i raggi X, facile da pulire, compatto e semplice da usare! Queste istruzioni sono applicabili sia al CC 3400H che al CC 3400H-BK.

### INCLUSO NEL PACCHETTO

L'immobilizzatore per la testa CombiCarrierII è costituito da quanto segue:

- 1 Ogni piastra di base
- 2 Blocchi di supporto ciascuno
- 1 Fascia per la testa

### ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Le foto a destra mostrano come l'immobilizzatore per la testa sia facilmente collegato al CombiCarrierII e utilizzato per proteggere un paziente.

**IMPORTANTE: seguire sempre i protocolli medici locali stabiliti dal proprio direttore medico.**

1. Attaccare la piastra di base dell'immobilizzatore alla testa del CombiCarrierII facendo passare la cinghia lunga attraverso i fori a forma di "D" del CombiCarrierII come mostrato nella foto 1. La cinghia è infilata attraverso il foro, attraverso la faccia superiore del il CombiCarrierII, torna indietro attraverso il foro sull'altro lato e quindi si fissa al materiale del cappio sulla parte superiore della piastra di base.
2. Parte anteriore del CombiCarrierII con la piastra di base collegata.
3. Una volta che il corpo del paziente è stato adeguatamente fissato, posizionare i blocchi di supporto per la testa su entrambi i lati della testa del paziente, appena sopra le orecchie, assicurandosi che i blocchi aderiscano perfettamente alla testa del paziente. L'estremità della cinghia della piastra di base non ostacolerà la ritenzione del blocco di supporto della testa una volta che la cinghia è in posizione.
4. Fissare la testa del paziente con la fascia per la testa, facendo passare ciascuna estremità attraverso gli anelli a D su entrambi i lati della piastra di base e fissando la cinghia con il materiale del gancio e del cappio su entrambe le estremità della cinghia.



# Immobilizzatore per la testa CombiCarrierII®

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE

www.HartwellMedical.com

Creating Quality Products for Life

## DELLE INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### MODELLO #

CC 3400H  
CC 3400H-BK

### DESCRIZIONE

Immobilizzatore per la testa CombiCarrierII®  
Immobilizzatore per la testa CombiCarrierII - Nero

### PARTI DI RICAMBIO

CC 3400-9-100  
CC 3400-9-200  
CC 3400-9-300  
CC 3400-9-100-BK  
CC 3400-9-200-BK  
CC 3400-9-300-BK

### DESCRIZIONE

CombiCarrierII Piastra di base dell'immobilizzatore per la testa (ciascuno)  
CombiCarrierII Blocco di supporto per l'immobilizzatore per la testa (coppia)  
CombiCarrierII Cinghia per la testa dell'immobilizzatore per la testa (ciascuno)  
CombiCarrierII Piastra di base per l'immobilizzatore per la testa - Nero (ciascuno)  
CombiCarrierII Blocco di supporto per l'immobilizzatore per la testa - Nero (coppia)  
CombiCarrierII Testa per l'immobilizzatore per la testa Cinturino - Nero (ciascuno)

## ASSISTENZA CLIENTI

Hartwell Medical è nota per l'eccezionale servizio clienti e il programma di garanzia. Forniamo prodotti medici di emergenza innovativi e di alta qualità e siamo dietro a ciascuno di essi. In caso di domande sull'uso o la cura del immobilizzatore per la testa CombiCarrierII®, il nostro personale del servizio clienti sarà lieto di aiutarvi.

Se si viene a conoscenza di un incidente grave correlato all'uso del dispositivo, è necessario segnalare l'incidente a Hartwell Medical e all'autorità di regolamentazione del dispositivo medico locale.

Si prega di conservare questo foglio come riferimento nel caso in cui sia necessario ordinare più prodotti o parti di ricambio in futuro. Queste informazioni aiuteranno il nostro servizio clienti a ottenere le parti appropriate per te.

### Orari del servizio clienti:

Lunedì - Venerdì  
7:30 - 16:30, PST

customerservice@hartwellmedical.com

## CHI SIAMO

Hartwell Medical è orgogliosa di essere in attività da oltre 35 anni come produttore altamente rispettato di prodotti medici innovativi di emergenza. Negli ultimi tre decenni abbiamo assistito a significativi progressi tecnologici nel settore delle cure di emergenza e siamo orgogliosi di aver svolto un ruolo chiave nella ricerca e nello sviluppo di attrezzature e tecniche per la cura dei pazienti migliorate.

Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a valutazione clinica e test sul campo nella vita reale per garantire che soddisfino i nostri standard elevati e le vostre esigenze in continua evoluzione. In caso di domande sull'uso o la cura dei nostri prodotti, saremo felici di aiutarvi. Hartwell Medical lavora continuamente per fornirvi prodotti di qualità per tutta la vita.

Ulteriori informazioni su Hartwell Medical e sui prodotti che offriamo sono sempre disponibili sul nostro sito web.



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug,  
Switzerland



MedEnvoy Global B.V  
Prinses Margrietplantsoen 33  
Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

# HARTWELL MEDICAL



Tri-Tech Forensics, Inc. dba Hartwell Medical  
3811 International Blvd NE, Suite 100  
Leland, NC 28451, United States  
TEL. : (760) 438-5500  
www.HartwellMedical.com

MAN-AGHI-001IT