

Immobilisateur de tête CombiCarrierII®

DIRECTIVES D'APPLICATION

www.HartwellMedical.com

Creating Quality Products for Life

INTRODUCTION

La conception unique de l'immobilisateur de tête CombiCarrierII® permet de fixer la plaque de base au CombiCarrierII et de la laisser sur l'appareil dans le compartiment de rangement de l'ambulance. L'immobilisateur de tête est compatible avec les rayons X, facile à nettoyer, compact et simple à utiliser! Ces instructions s'appliquent à la fois au CC 3400H et au CC 3400H-BK.

INCLUS DANS LE FORFAIT

L'immobilisation de tête CombiCarrierII comprend les éléments suivants:

- 1 chaque plaque de base
- 2 chaque blocs de support
- 1 chaque sangle de tête

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Les photos à droite montrent comment l'immobilisateur de tête est facilement fixé au CombiCarrierII et utilisé pour sécuriser un patient.

IMPORTANT: suivez toujours vos protocoles médicaux locaux établis par votre directeur médical.

1. Fixez la plaque de base de l'immobilisateur de tête du CombiCarrierII en passant la longue sangle dans les trous en forme de «D» du CombiCarrierII comme indiqué sur la photo 1. La sangle est enfilée à travers le trou, sur la face supérieure du CombiCarrierII. le CombiCarrierII, redescendez à travers le trou de l'autre côté, puis se fixe au matériau de la boucle sur le dessus de la plaque de base.
2. Avant du CombiCarrierII avec plaque de base fixée.
3. Une fois que le corps du patient a été correctement fixé, placez les blocs de soutien de la tête des deux côtés de la tête du patient, juste au-dessus de ses oreilles, en veillant à ce que les blocs s'emboîtent parfaitement contre la tête du patient. L'extrémité de la sangle de la plaque de base ne gênera pas la rétention du bloc de support de tête une fois la sangle de tête en place.
4. Fixez la tête du patient avec la sangle de tête, en passant chaque extrémité à travers les anneaux en D de chaque côté de la plaque de base et en fixant la sangle avec le matériau à crochets et boucles aux deux extrémités de la sangle.

1.



2.



3.



4.



Immobilisateur de tête CombiCarrierII®

DIRECTIVES D'APPLICATION

www.HartwellMedical.com

Creating Quality Products for Life

PIÈCES DE RECHANGE

MAQUETTE

CC 3400H

CC 3400H-BK

LA DESCRIPTION

Immobilisateur de tête CombiCarrierII®

Immobilisateur de tête CombiCarrierII - Noir

PIÈCES DE RECHANGE

CC 3400-9-100

CC 3400-9-200

CC 3400-9-300

CC 3400-9-100-BK

CC 3400-9-200-BK

CC 3400-9-300-BK

LA DESCRIPTION

Plaque de base de immobilisateur de tête CombiCarrierII (la pièce)

Bloc de support immobilisateur de tête CombiCarrierII (paire)

Sangle de tête immobilisateur de tête CombiCarrierII (la pièce)

Plaque de base de immobilisateur de tête CombiCarrierII - Noir (la pièce)

Bloc de support immobilisateur de tête CombiCarrierII - Noir (paire)

Sangle de tête immobilisateur de tête CombiCarrierII - Noir (la pièce)

SERVICE CLIENTS

Hartwell Medical est connu pour son service à la clientèle et son programme de garantie exceptionnels. Nous fournissons des produits médicaux d'urgence innovants et de haute qualité et nous soutenons chacun d'eux. Si vous avez des questions sur l'utilisation ou l'entretien de l'antidémarrage de tête CombiCarrierII®, notre personnel du service clientèle se fera un plaisir de vous aider.

Si vous avez connaissance d'incident graves liés à l'utilisation de l'appareil, vous devez signaler l'incident à Hartwell Medical et à votre autorité de réglementation locale en matière de dispositifs médicaux.

Veuillez conserver cette feuille pour référence si vous avez besoin de commander plus de produits ou de pièces de rechange à l'avenir. Ces informations aideront notre service clientèle à obtenir les pièces qui vous conviennent.

Heures de service à la clientèle:

Lundi - Vendredi

7h 30–16h 30, PST

customerservice@hartwellmedical.com

À PROPOS DE NOUS

Hartwell Medical est fier d'être en activité depuis plus de 35 ans en tant que fabricant très reconnu de produits médicaux d'urgence innovants. Au cours des trois dernières décennies, nous avons vu des progrès technologiques importants dans l'industrie des soins d'urgence et nous sommes fiers d'avoir joué un rôle clé dans la recherche et le développement d'équipements et de techniques de soins améliorés, aux patients.

Tous nos produits sont soumis à une évaluation clinique et à des tests sur le terrain pour garantir qu'ils répondent à nos normes élevées et à vos besoins en constante évolution. Si vous avez des questions sur l'utilisation ou l'entretien de nos produits, nous serons heureux de vous aider. Hartwell Medical travaille continuellement pour vous fournir des produits de qualité à vie.

Des informations supplémentaires sur Hartwell Medical et les produits que nous proposons sont toujours disponibles sur notre site Web:

HARTWELL MEDICAL



Tri-Tech Forensics, Inc. dba Hartwell Medical

3811 International Blvd NE, Suite 100

Leland, NC 28451, United States

TÉL. : (760) 438-5500

www.HartwellMedical.com



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug,
Switzerland

MedEnvoy Global B.V
Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

MAN-AGHI-001FR

©2025 Hartwell Medical – Tous droits réservés