



# FASPLINT® Vakuumskena

## ANVÄNDNINGSRIKTLINJER

**VIKTIGT:** Dessa användningsriktlinjer är endast avsedda som en vägledning till lämpliga procedurer som ska användas vid användning av FASPLINT® begränsat återanvändbara vakuumskena. Du bör **ALLTID** följa de protokoll som fastställts av din lokala medicinska chef. Dessa riktlinjer är för korrekt utbildad och auktoriserad akutmedicinsk personal som arbetar under direkt medicinsk övervakning av en överläkare.


FASPLINT är utformad för att fungera som en semi-engångs vakuummobiliseringsanordning. Den ger stöd och stabilisering utan att cirkumferentiellt tryck appliceras på det skadade området. FASPLINT bör fungera väl för många patientapplikationer. Produktens livslängd beror på samtalsvolym och vård och underhåll av produkten. Som med all medicinsk och räddningsutrustning bör du alltid kontrollera och verifiera att produkten är i korrekt fungerande skick i början av varje skift och efter varje patientanvändning innan produkten åter placeras i tjänst. Om du blir medveten om någon allvarlig incident relaterad till användningen av enheten, bör du rapportera incidenten till Hartwell Medical och till din lokala medicintekniska tillsynsmyndighet.

### FÖRBEREDELSE

Säkerställ alltid att de grundläggande ABC:na för luftväg, andning och cirkulation är intakta innan någon spjälkning utförs. Ha all din utrustning redo för användning. Detta inkluderar din evakueringskälla (manuell pump eller bärbar sugenhet) samt dina fästmedel (tejp, Kling®, etc.)

### OMSLAG


Bibehåll stöd för det skadade området och applicera skenan genom att linda FASPLINT runt det skadade området så att leden ovanför och leden nedanför skadeplatsen stabiliseras. Palpera distala pulsar och kontrollera kapillär återfyllnad före applicering. Se piktogram till höger.



LINDA

### ÖPPNA VENTILEN

FASPLINT-ventilen är en enkel kolventil av tryck-drag-typ. När ventilskaftet trycks IN är ventilen STÄNGD. När ventilskaftet dras UT är ventilen ÖPPEN. Öppna ventilen genom att dra i det rätvinkliga ventilförlängningsröret där det ansluter till det röda ventilskaftet.



ÖPPNA VENTILEN

### EVAKUERA LUFT

Anslut din sugenhet till FASPLINT med ventilen i öppet läge. Sätt in den avsmalnande spetsen på din FASPLINT-pumpslang i det rätvinkliga ventilförlängningsröret. Se till att du har en bra anslutning och att ventilen förblir öppen. Evakuer luften från FASPLINT tills skenan bildar en stel gjutning runt det skadade området. (Observera att en avsmalnande spetsadapter finns tillgänglig som gör att du kan använda en EVAC-U-SPLINT® manuell pump med FASPLINT. Vänligen kontakta oss för mer information.)



EVAKUERA

### STÄNG VENTILEN

När önskad fasthet har uppnåtts, stäng ventilen på FASPLINT. TRYCK in ventilskaftet för att STÄNGA ventilen. När ventilen är stängd, ta bort sugenheten. Kontrollera FASPLINT igen för fasthet. Om FASPLINT av någon anledning inte behåller sin styva och stödjande form, kontrollera skenan igen och evakuer luften från skenan igen och se till att ventilen är ordentligt stängd. Om skenan fortfarande inte behåller sin styvhet, ta försiktigt bort skenan och applicera en annan FASPLINT av samma eller större storlek eller en annan typ av skena för att säkert stabilisera det skadade området.



STÄNG VENTILEN

### SÄKRA PÅ PLATS

Medan du bibehåller stödet av FASPLINT, som nu är evakuerad, kontrollera distala pulsar och cirkulation igen. När distala pulsar och cirkulation har bekräftats kan du säkra FASPLINT med tejp eller andra medel. Fortsätt att övervaka cirkulation och sensoriska funktioner på väg till den medicinska inrättningen. **Fortsätt också att övervaka styvhet och effektivitet av FASPLINT under transporten.** Gör justeringar om patientens tillstånd förändras. **FÖLJ ALLTID DINA LOKALA MEDICINSKA PROTOKOLL.**


### BORTTAGNING

Ta bort fästmaterialet (tejp, Kling, etc.) innan du släpper in luft i FASPLINT.

**KLIPP INTE i FASPLINT.** Se till att all sjukhuspersonal är informerad om dessa borttagningsprocedurer. Öppna ventilen och låt luft komma in i skenan. Ta bort skenan.



SÄKRA



# FASPLINT® Vakuumskena

## ANVÄNDNINGSRIKTLINJER

### RENGÖRING, UNDERHÅLL OCH REPARATION

Vakuumskenan rengörs enkelt med tvål och vatten, ett mildt rengöringsmedel eller kommersiellt rengörings-/desinfektionsmedel. **Stäng** alltid ventilen innan rengöring av skenan. Lösningar av natriumhypoklorit (blekmedel) kan användas, men undvik långvarig exponering av tyget för höga koncentrationer av blekmedel eftersom missfärgning kan uppstå. En 1-2 %-ig blekmedelslösning skadar inte materialet, men skölj ALLTID skenan noggrant efter rengöring. Låt skenan lufttorka eller torka med handduk innan du placerar FASPLINT®-vakuumskenan i dess förvarings-/bärväska. Kontrollera skenan initialt för läckor och efter varje användning. Små läckor eller punkteringar mindre än 1/8" i storlek kan repareras med hjälp av ett av reparationskitten som finns tillgängliga på vår webbplats.

Tillfälliga fältreparationer kan utföras med en liten bit icke-porös självhäftande limtejp eller silvertejp över punkteringsstället. För hål större än 1/8 tum eller om du har några frågor angående reparationsprocedurer, kontakta oss direkt på 760-438-5500.

### HARTWELL MEDICAL GARAND

FASPLINT® extremitetsskenor har en begränsad garanti på 6 månader mot material- och tillverkningsfel. KOM IHÅG ATT AKTIVERA DIN GARANTI GENOM ATT FYLLA I ETT PRODUKTREGISTRERINGSFORMULÄR SOM FINNS PÅ VÅR WEBBPLATS (www.HartwellMedical.com). Om du behöver service enligt villkoren i denna garanti, kontakta din lokala Hartwell Medical-återförsäljare eller Hartwell medicinsk kundtjänst på 760-438-5500 under ordinarie öppettider. Hartwell Medical LLC tar inget ansvar för användning utöver vad som anges här.

### FORVARING

Inspektera alltid produkten för skador innan du förvarar den. Detta kommer att hjälpa till att säkerställa att FASPLINT®-vakuumskenan alltid är redo att användas under nödförhållanden. Madrassen bör förvaras i ett område som är över fryspunkten (32 °F/0 °C). Skenan kan användas i miljöer under fryspunkten, ner till -34 °C (-30 °F), men den bör inte förvaras i ett område där temperaturen är under fryspunkten. Om det råder någon tvekan, låt produkten nå en temperatur över fryspunkten innan den används ute i fält.

### DOKUMENTATION AV UTBILDNING

Alla som kommer att använda eller hantera FASPLINT®-vakuumskenan bör krävas att aktivt delta i den inledande utbildningen och alla efterföljande repetitionsutbildningar. Detta kommer att säkerställa en tydlig förståelse av funktionen och kapaciteten hos FASPLINT-vakuumskenan. Du bör använda den utbildningsprocess som har godkänts av din organisation och som överensstämmer med din medicinska chefs riktlinjer. Viktiga punkter att dokumentera bör vara utbildningsdatum, namn på deltagare, instruktörens namn och titel samt utbildningsplats.

### UNDERHÅLLSLOGG

Regelbunden inspektion och underhåll krävs för att hålla FASPLINT®-vakuumskenan redo för omedelbar användning. Om FASPLINT-vakuumskenan misstänks inte fungera korrekt bör den tas ur bruk tills den kan inspekteras noggrant och repareras eller bytas ut på rätt sätt. Som en del av ditt förebyggande underhållsprogram bör du föra en skriftlig logg över allt underhåll som utförs på FASPLINT-vakuumskenan.

### SJÄLVHÄFTANDE PLESTER GARANTI

Om du behöver laga din FASPLINT® skenprodukt kan du upptäcka att självhäftande plåster för vakuumskenor är enkla att använda och snabba att applicera. Läs ALLA instruktioner innan du applicerar ett plåster. Obs! Plåsterkit finns tillgängliga på [www.hartwellmedical.com](http://www.hartwellmedical.com) För bästa resultat, tvätta och torka händerna innan du applicerar plåstret. Applicera på en ren, torr yta. Ytemperatur på materialet som ska repareras bör vara 50° F eller varmare. Skenan bör vara mjuk, inte tömd på luft. Flytta kulorna inuti vakuumskenan bort från området som ska lappas, och skapa en så platt tygta som möjligt. Dessa plåster är utformade för, och ger bästa resultat vid, användning på små hål eller skår som är 1/4" eller MINDRE i längd.

**STEG 1. REN & TORR:** Rengör ytan som ska repareras med en alkoholrengöringspad eller en 50/50-blandning av isopropylalkohol och vatten. Innan du fortsätter, se till att ytan är helt torr.

**STEG 2. DRA AV:** Dra försiktigt tillbaka hälften av pappersfodret, rör bara vid kanterna eller hörnen på plåstret.

**STEG 3. FÅSTA:** Placera och förankra den exponerade delen av plåstret. Placera plåstret så att det lilla hålet eller revan hamnar i mitten av plåstret. Dra långsamt bort resten av fodret medan du försiktigt applicerar plåstret över det lilla hålet – var noga med att undvika luftbubblor. Slåta ut plåstret genom att arbeta från mitten av plåstret till de yttre kanterna. Gnugga alla kanter för att försegla plåstret och gnugga sedan hela plåstret kraftigt. Låt skenan eller madrassen stå, orörd och inte evakuerad, i en timme. Reparationen är nu klar.

**TESTA ALLTID PRODUKTEN INNAN DEN ÅTER TAS I BRUK.** Placera inte reparerade produkter i en tvättmaskin eller torktumlare. För bästa resultat, förvara plåstermaterialet i rumstemperatur.

**Obs!** Tillfälliga reparationer i fält kan göras med en liten bit icke-porös limtejp eller silvertejp som placeras över det skadade området. Om du har några frågor om dessa reparationsprocedurer, vänligen kontakta oss direkt på 760-438-5500 eller [customerservice@hartwellmedical.com](mailto:customerservice@hartwellmedical.com).



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug,  
Switzerland

MedEnvoy Global B.V  
Prinses Margrietplantsoen 33  
Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

# HARTWELL MEDICAL



Tri-Tech Forensics, Inc. dba Hartwell Medical  
3811 International Blvd NE, Suite 100  
Leland, NC 28451, United States  
TEL. : (760) 438-5500  
[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)