

# CombiCarrierII® hovedimmobilisator

## ANVENDELSESVEJLEDNINGER

[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)

Skaber kvalitetsprodukter for livet

### INTRODUKTION

CombiCarrierII® hovedimmobilisatorens unikke design gør det muligt at fastgøre bundpladen til CombiCarrierII og lade den sidde på enheden i ambulancens opbevaringsrum. Hovedimmobilisatoren er røntgenkompatibel, let at rengøre, kompakt og enkel at bruge! Disse instruktioner gælder for både CC 3400H og CC 3400H-BK.

### MEDFØLGER I PAKKEN

CombiCarrierII-hovedimmobilisatoren består af følgende:

|       |              |
|-------|--------------|
| 1 stk | Bundplade    |
| 2 stk | Støtteblokke |
| 1 stk | Hovedstrop   |

### BRUGSANVISNINGER

Billederne til højre viser, hvordan hovedimmobilisatoren nemt fastgøres til CombiCarrierII og bruges til at fastspænde en patient.

**VIGTIGT: Følg altid dine lokale medicinske protokoller fastsat af din lægefaglige leder.**

1. Fastgør immobilisatorens bundplade til hovedenden af CombiCarrierII ved at føre den lange strop gennem de "D"-formede huller på CombiCarrierII som vist på billede 1. Stroppen trækkes op gennem hullet, hen over den øverste flade af CombiCarrierII, tilbage ned gennem hullet på den anden side og fastgøres derefter til sløjfematerialet på toppen af bundpladen.
2. Forsiden af CombiCarrierII med fastgjort bundplade.
3. Når patientens krop er korrekt fastspændt, placeres støtteblokkene på begge sider af patientens hoved, lige over ørerne. Sørg for, at blokkene sidder tæt mod patientens hoved. Enden af bundpladens strop vil ikke hindre fastholdelsen af støtteblokkene, når hovedstroppen er på plads.
4. Fastspænd patientens hoved med hovedstroppen ved at føre hver ende gennem D-ringene på hver side af bundpladen og sikre stroppen med velcrolukningen i begge ender af stroppen.

1.



2.



3.



4.



# CombiCarrierII® hovedimmobilisator

## ANVENDELSESVEJLEDNINGER

[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)

Skaber kvalitetsprodukter for livet

### BESTILLINGSINFORMATION

#### MODELNR.

CC 3400H

CC 3400H-BK

#### BESKRIVELSE

CombiCarrierII® hovedimmobilisator

CombiCarrierII-hovedimmobilisator – Sort

#### RESERVEDELE

CC 3400-9-100

CC 3400-9-200

CC 3400-9-300

CC 3400-9-100-BK

CC 3400-9-200-BK

CC 3400-9-300-BK

#### BESKRIVELSE

CombiCarrierII-hovedimmobilisator, bundplade (1 stk.)

CombiCarrierII-hovedimmobilisator, hovedstøtteblok (par)

CombiCarrierII-hovedimmobilisator, hovedstrop (1 stk.)

CombiCarrierII-hovedimmobilisator, bundplade – Sort (1 stk.)

CombiCarrierII-hovedimmobilisator, hovedstøtteblok – Sort (par)

CombiCarrierII-hovedimmobilisator, hovedstrop – Sort (1 stk.)

### KUNDESERVICE

Hartwell Medical er kendt for sin fremragende kundeservice og sit garantiprogram. Vi leverer innovative akutmedicinske produkter af høj kvalitet og står inde for hvert enkelt af dem. Hvis du har spørgsmål om brugen eller vedligeholdelsen af CombiCarrierII® hovedimmobilisatoren, står vores kundeservicemedarbejdere gerne til rådighed.

Hvis du bliver opmærksom på nogen alvorlig hændelse i forbindelse med brugen af enheden, bør du rapportere hændelsen til Hartwell Medical og til din lokale myndighed for medicinsk udstyr.

Gem dette ark til senere brug, hvis du har brug for at bestille flere produkter eller reservedele i fremtiden. Disse oplysninger vil hjælpe vores kundeserviceafdeling med at skaffe de korrekte dele til dig.

#### Kundeserviceåbningstider:

Mandag – fredag

7:30-16:30, PST

[customerservice@hartwellmedical.com](mailto:customerservice@hartwellmedical.com)

### OM OS

Hartwell Medical er stolt af at have været i branchen i mere end 35 år som en højt respekteret producent af innovative produkter til akutmedicin. I løbet af de sidste to årtier har vi set betydelige teknologiske fremskridt inden for akutmedicin, og vi er stolte af at have spillet en central rolle i forskning og udvikling af forbedret udstyr og forbedrede teknikker til patientpleje.

Alle vores produkter underkastes kliniske evalueringer og praktiske feltforsøg for at sikre, at de lever op til vores høje standarder og dine skiftende behov. Hvis du har spørgsmål om brug eller vedligeholdelse af vores produkter, står vi klar til at hjælpe. Hartwell Medical arbejder kontinuerligt på at levere kvalitetsprodukter for livstid.

Yderligere information om Hartwell Medical og de produkter, vi tilbyder, er altid tilgængelig på vores hjemmeside.

## HARTWELL MEDICAL



Tri-Tech Forensics, Inc. dba Hartwell Medical

3811 International Blvd NE, Suite 100

Leland, NC 28451 USA

Tlf.: (760) 438-5500

[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug,  
Switzerland



MedEnvoy Global B.V  
Prinses Margrietplantsoen 33  
Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

MAN-AGHI-001DA